



BILANCERIA COLOMBI

STRUMENTI E SOLUZIONE PER

PESARE • CONTARE • DOSARE

Via Lazio 87 Buccinasco MI

+39 0245713365


+39 0245713381

www.bilco.it www.verificaperiodica.it

E-mail: bilco@bilco.it

M O D E L L O L/C CG-360	Realizzate	Secondo EN 45501 O.I.M.L. R 60
	Portate standard disponibili kg	10 • 20 • 30 • 60 • 75
	Sensibilità	2 mV/V ± 0,5%
	Alimentazione	10/15 Vcc/ca
	Impedenza d'ingresso	360 Ω ± 2%
	Impedenza d'uscita	350 Ω ± 1%
	Protezione	IP 65
	Temperatura compensata	- 10C° + 40C°
	Materiale	Acciaio Con nichelatura chimica 10µm
	Cavo nominale	1 m Ø 6 mm
	Piattaforma Max consigliata	400 x 400 mm

C A R A T T E R I S T I C H E



C O D . C O L O R I

Input +	Rosso
Input -	Nero
Output +	Verde
Output -	Bianco
Sense +	Viola
Sense -	Grigio

Schermo

Note

Opzioni

Versione Atex II 1/2 GD EExma IIC T6 • Acciaio inox • Kit di montaggio`

Rif 1\Archivio\bilco	Filename Cella CG 360	Rif\dis 080-A-03	Note	Relise 01	Approvato 	Pagina 1 di 1
-------------------------	--------------------------	---------------------	------	--------------	---------------	------------------