



# BILANCERIA COLOMBI

STRUMENTI E SOLUZIONE PER

PESARE • CONTARE • DOSARE

Via Lazio 87 Buccinasco MI

+39 0245713365

+39 0245713381

[www.bilco.it](http://www.bilco.it) [www.verificaperiodica.it](http://www.verificaperiodica.it)

E-mail: bilco@bilco.it

<b>M O D E L L O</b> L/C CTF1A-2	Realizzate	Secondo EN 45501 O.I.M.L. R 60	
	Portate standard disponibili	t 0.5 • 0.75 • 1 • 1.5 • 2 • 2.5 • 3 • 5 • 10	
	Sensibilità	2 mV/V ± 0,1%	3 mV/V ± 0,003
	Alimentazione	10/15 Vcc/ca	
	Impedenza d'ingresso	380 Ω ± 10	350 Ω ± 4
	Impedenza d'uscita	350 Ω ± 2	380 Ω ± 2
	Protezione	IP 67	
	Temperatura compensata	- 10C° + 40C°	
	Materiale	Acciaio con nichelatura chimica 10µm • Inox	
	Cavo nominale	5 m	Ø 6mm

## C A R A T T E R I S T I C H E

	DIMENSIONI											COD. COLORI		
	t 0.5 • 0.75 • 1 • 1.5 • 2											Input +	Rosso	
	A	B	B1	C	D	E	F	H	I	Ø1	Ø2	M	Input -	Nero
	130	31.8	34	12.6	76.2	25.4	15.8	31.8	53.5	15.5	15.5	12x1.25	Output +	Verde
	t 2.5 • 3 • 5											Output -	Bianco	
	A	B	B1	C	D	E	F	H	I	Ø1	Ø2	M	Sense -	Grigio
	171.5	38.1	40	19	95.3	39.1	19.1	38.1	70	19.8	21.5	18X1.5	Schermo	
	t 10													
	A	B	B1	C	D	E	F	H	I	Ø1	Ø2	M	Note	
	222	50.8	52.4	25,1	120,7	50.8	25.4	50.8		52.4	55.5	24x2		

### Opzioni

Versione • IP 68 • Acciaio inox • Atex II 1/2 GD EExma IIC T6 • Piedini oscillanti/fissi • Ammortizzatori (Puffer) • Kit di montaggio •

Rif 1\Archivio\bilco	Filename Cella CTF1A-2	Rif\dis 330-06	Note	Relise 01	Approvato 	Pagina 1 di 1
-------------------------	---------------------------	-------------------	------	--------------	---------------	------------------