



# BILANCERIA COLOMBI

STRUMENTI E SOLUZIONE PER

PESARE • CONTARE • DOSARE

Via Lazio 87 Buccinasco MI

+39 0245713365

+39 0245713381

[www.bilco.it](http://www.bilco.it) [www.verificaperiodica.it](http://www.verificaperiodica.it)

E-mail: bilco@bilco.it

M O D E L L O L/C CG PDT-01	Realizzate	Secondo EN 45501 O.I.M.L. R 60
	Portate standard disponibili	t 5 • 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 35
	Sensibilità	2 mV/V ± 0.5%
	Alimentazione	10/15 Vcc/ca
	Impedenza d'ingresso	700 Ω ± 2%
	Impedenza d'uscita	700 Ω ± 1%
	Protezione	IP 68
	Temperatura compensata	- 10C° + 40C°
	Materiale	Acciaio con nichelatura chimica 10µm • Inox
	Cavo nominale	10 m Ø 6mm

## C A R A T T E R I S T I C H E

	<b>C O D . C O L O R I</b>	
	Input +	Rosso
Input -	Nero	
Output +	Verde	
Output -	Bianco	
Sense +	Viola	
Sense -	Grigio	
Schermo		
Note		
<b>Opzioni</b>		

Versione • Atex II 1/2 GD EExma IIC T6

Rif 1\Archivio\bilco	Filename Cella CG PDT-01	Rif\dis 381-08	Note	Relise 01	Approvato 	Pagina 1 di 1
-------------------------	--------------------------------	-------------------	------	--------------	---------------	------------------